

Instruktion zum d2-Konzentrationstest

Der Test misst deine Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistung. Auf jeder Zeile siehst du eine Reihe von Buchstaben – hauptsächlich d und p – mit einem oder zwei kleinen Strichen darüber oder darunter.

Deine Aufgabe ist es, innerhalb eines bestimmten Zeitlimits alle Buchstaben „d“ mit insgesamt zwei Strichen (egal ob oben, unten oder verteilt) schnell und korrekt zu markieren.

Markiere nicht:

- „d“ mit nur einem oder mehr als zwei Strichen
- jegliches „p“ – egal mit wie vielen Strichen

 Du hast 20 Sekunden pro Zeile. Bearbeite nur die markierte Zeile und wechsle erst weiter, wenn du dazu aufgefordert wirst.

 Wichtig:

Arbeite so schnell wie möglich, aber genau.

Lass dich nicht ablenken – der Test dauert insgesamt nur wenige Minuten.

Viel Erfolg!

